

SKRÓCONE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa: URGO Resistant, 20 szt / URGO Resistant Neutral 1m x 8 cm / URGO Resistant Neutral 1m x 6 cm

Kategoria produktu: wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Przycięty opatrunek do ochrony powierzchniowych ran / Opatrunek do cięcia przeznaczony do ochrony powierzchniowych ran.

Instrukcja użycia*: Przycięty opatrunek: oczyścić, zdezynfekować, przemyć i starannie osuszyć ranę oraz jej okolice; ostrożnie nałożyć opatrunek, starannie wygładzając krawędzie; zmieniać opatrunek co najmniej 2 razy dziennie i po każdej kąpieli. Opatrunek do cięcia: oczyścić, zdezynfekować, przemyć i starannie osuszyć ranę oraz jej okolice; przyciąć opatrunek, używając czystych, zdezynfekowanych nożyczek; nałożyć opatrunek; zmieniać opatrunek co najmniej 2 razy dziennie i po każdej kąpieli.

Przeciwwskazania: Brak

Informacje dla użytkownika lub pacjenta o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem: Brak.

Producent/Wytwórca: Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42, rue de Longvic – 21300 Chenôve - France

Dystrybutor: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa

*informacja nieobligatoryjna